


Long term eGFR plot (LTEP) 報告サービス バージョンアップのお知らせ


ポイント1 eGFR 推移補助線の複数表示が可能になります！




ポイント2 任意の年齢範囲でグラフを表示します！

【初期設定：39～60歳】

【変更後：40～51歳】



レポート画面の赤枠内で右クリックするとLTEP報告書設定を呼び出すことができます。



患者情報
患者ID: 123456 患者名: ファルコ 花子

検査履歴 総合 時系列

検体情報 1

採取日時: 2025/01/07 [77999003] 備考: 通常
材料: 検査時年齢: 49歳
報告完了日: 2025/01/07 材料コメント: 尿量:
身長: 体重: 食事: 妊娠週:
ドクター: 診療科: 病棟: 依頼元: テストクリニック
検査受託先: 院内検査 受託先コード: 2025010777999003

No.	検査項目	検査結果	前回検査結果	単位	基準値	
<input type="checkbox"/>	1 LTEP 報告書	報告書PDFを参照する場合はクリックして下さい。				通知
<input type="checkbox"/>	2 LTEP 報告書 (患者様用)	報告書PDFを参照する場合はクリックして下さい。				通知
<input type="checkbox"/>	3 HbA1c NGSP	7.2	7.7	%		
<input type="checkbox"/>	4 グリコアルブミン	25.1	30	%		

報告書出力
略称
名称
検査結果をコピー
コピー設定
セットフィルター
セットフィルターに追加
LTEP報告書設定

必要に応じて患者様ごとに設定してください。

治療介入等の開始日を入力すると、その日付からeGFR推移補助線を再描画します。

投薬情報等のメモが全角40字まで入力できます。

チェックを入れることで報告書にメモ内容を印字します。

▼ LTEP報告書設定 (患者毎)

補助線

変更日	メモ(全角40文字まで)	メモ印字
① 2014/01/01 ~ 2018/04/04	他院から紹介受診	<input checked="" type="checkbox"/>
② 2018/04/04 ~ 2019/09/04	食事療法開始	<input checked="" type="checkbox"/>
③ 2019/09/04 ~ 2023/02/02	□□□ 服薬開始	<input checked="" type="checkbox"/>
④ 2023/02/02 ~ 2041/12/31	○○○ 服薬開始	<input checked="" type="checkbox"/>

②③④に追加する補助線の変更日をご入力ください。メモ印字欄にチェックしますと報告書にメモが印字されます。

グラフ拡大表示
39 ~ 60 拡大表示する年齢の範囲をご入力ください。

グラフの範囲は18歳から120歳まで設定できます。

プレビュー

設定変更の直後は、プレビューより報告書をご確認いただけます。

内容保存 キャンセル

ご利用にあたってのご注意

- ・ 変更後の設定は、次回のLTEP報告書掲載項目の結果受信時に反映されます。
- ・ バージョンアップの対象は、Forest PCのみとなります。

※詳細につきましては、営業担当にお問い合わせください。

FALCO biosystems