

お客様各位

## 検体採取容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記のとおり検体採取容器を変更させていただきますのでご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

《変更日》 在庫がなくなり次第順次変更

《変更内容》

総合 検査案内	検体採取容器	変更内容	変更後	変更前
P.185	T3容器 (嫌気性培養)	容器名称	シードチューブ®Ⅱ ‘栄研’	シードチューブ® ‘栄研’
		内容	寒天培地 (培地分注量 133%増量)	インジケーター付寒天 CO <sub>2</sub> ガス
		容器の 貯蔵方法	遮光下室温	
		有効期間	製造後 6 ヶ月	製造後 2 年
		容器形状		

※ 変更前容器（在庫分）での受託も継続致します。その他の内容に変更はございません。

《変更理由》 メーカーによる現行容器の製造中止