

お客様各位

検体採取容器変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび下記のとおり検体採取容器を変更させていただきますのでご案内申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 令和6年10月21日(月)以降順次

《変更内容》

総合検査案内	容器コード	変更後	変更前
P.176	QZ	内容 チオシアン酸グアニジン・ 界面活性剤3mL	内容 保存液 3mL
		容器の貯蔵方法 有効期間 1~30℃ 表示どおり (製造後24ヶ月)	容器の貯蔵方法 有効期間 5~25℃ 表示どおり
		適用検査項目 新型コロナウイルス核酸検出 (鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液) 【RT-PCR法(リアルタイムPCR)】 	適用検査項目 新型コロナウイルス核酸検出 (鼻咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液) 【RT-PCR法(リアルタイムPCR)】 

※ その他の内容に変更はございません。

《変更理由》 メーカーにおける現行容器販売中止のため

《注意》 現行容器の有効期限は2024年12月8日となりますのでご注意ください。