

お客様各位

検体採取容器一時変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたびシスメックス社の「DetectAmp™ マルチ不活化液」(当社容器名称:QZ)におきまして、需要の増大に伴い一時欠品となる旨の連絡がございました。つきましては欠品解消までの期間、下記のとおり代替容器をご使用いただきたくご案内申し上げます。

突然のご案内となり、大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧のほど、重ねてよろしくお願い申し上げます。

謹白



記

《対象項目》 **新型コロナウイルス核酸検出**

《欠品解消時期》 2025年3月予定 *状況により前後する可能性があります。

《注 意》
 ・現行容器ならびに採取用綿棒は引き続きご使用いただけます。
 ・代替容器の容器名称の変更はございません。
 *「QZ」のバーコードをご貼付ください。

《変更内容》

内容	代替容器	現行容器
容器		
内容	保存液(不活化液)	チオシアン酸グアニジン・界面活性剤
容器の貯蔵方法	室温	1~30°C
有効期間	表示どおり(製造後24ヵ月)	
メーカー	ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社	シスメックス株式会社

※ その他の内容に変更はございません。