

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また、平素はひとかたならぬお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記の項目におきまして、検査内容を変更させていただきますのでご案内申し上げます。

なお、本ご案内に記載のページは 4 月末に発行予定の「2013 年版 総合検査案内」の掲載ページになっておりますので、予めご了承願います。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

《変更日》 平成 25 年 4 月 30 日(火)受付分より

《変更内容》

2013年版 総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更後	変更前
【項目名称】				
P.17	0692	メタノール	メタノール	メタノール (メチルアルコール)
P.18	1234	尿アルブミン/クレアチニン比	尿アルブミン/クレアチニン比	尿アルブミン定量
【保存条件】				
P.11	0316	血中脂肪酸分画	必凍	凍結
P.15	0610	ビタミン B ₁		
	0611	ビタミン B ₂		
	0628	-カロチン		
P.26	0797	タクロリムス		
P.29	2385	TSH刺激性レセプター抗体(TSAb)		
P.34	2540	11-デオキシコルチゾール		
	2546	プレグネノロン		
P.35	2429	VMA定量 (バニリルマンデル酸) 尿		
	2433	HVA定量 (ホモバニリン酸) 尿		
	2468	MHPG(3-メトキシ-4-ヒドロキシ フェニルエチレングリコール)		
	2473	メタネフリン		
	2475	メタネフリン2分画 メタネフリン:M ノルメタネフリン:NM		
	2495	5-HIAA(5-ヒドロキシインドール酢酸)		

2013年版 総合検査案内	検査コード	検査項目名称	変更後	変更前
P.37	2566	エストロゲン（総） 非妊婦	必凍	凍結
	2575	E ₃ （エストリオール） 血清		
	2586	E ₃ （エストリオール） 尿		
P.38	0137	子宮頸管粘液中顆粒球エラストラーゼ		
	2601	5- α -ジヒドロテストステロン		
P.47	0958	C ₁ q		
P.66	0853	ブルセラ凝集反応		
P.69	0868	クリプトコッカス抗体		
P.71	4524	クラミジアニューモニエ抗体 IgG		
	5902	クラミジアニューモニエ抗体 IgM		
	4525	クラミジアニューモニエ抗体 IgA		
P.80	1611（血清） 1811（髄液）	レオウイルス抗体		
P.89	0450	肝細胞増殖因子（HGF）		
P.128	6103	HPV-DNAタイピング		
	7668	HBV遺伝子型		

【所要日数】

P.42	7171	TARC	3～5日	4～6日
------	------	------	------	------

【検査方法】

P.16	0401	亜鉛（Zn） 尿	原子吸光法	原子吸光分析法
P.17	0416	アルミニウム（Al）	原子吸光法	原子吸光分析法
P.18	1234	尿アルブミン/クレアチニン比	計算法（尿アルブミン、尿クレアチニンより算出）	TIA法

【基準値】

P.15	0621	カルニチン分画	総カルニチン： 45.0～91.0 遊離カルニチン： 36.0～74.0 アシルカルニチン： 6.0～23.0 $\mu\text{mol/L}$	総カルニチン：45～91 遊離カルニチン：36～74 アシルカルニチン：6～23 $\mu\text{mol/L}$
------	------	---------	---	---

【備考】

P.35	2465	L-ドーパ（L-DOPA）	採血後速やかに4℃で冷却遠心して血漿分離	4℃で冷却遠心して血漿分離
P.39	2639	サイクリックAMP（C-AMP） 尿	トルエン1～2mLを入れ冷暗所にて24時間蓄尿し、混和後必要量を凍結保存 24時間尿量を明記	トルエン1～2mLを入れ、24時間蓄尿し、混和後必要量を凍結保存 24時間尿量を明記
P.45	0677	ミオグロビン（Mb） 尿	採尿後速やかにU7容器に入れ、冷蔵保存 凍結検体不可	凍結検体不可
P.51	3986	ループスアンチコアグラント	採血後、速やかに血漿分離し凍結保存	

その他の検査内容に変更はございません。

《変更理由》

検査案内改訂に伴う検査要項見直しのため